

# GPC Säulenofen

## Säulenofen für die GPC Column Oven for GPC Analysis



### Spezifikationen Specifications

Temperatur-Arbeitsbereich Temperature Range	Raumtemperatur bis 200°C Ambient temperature up to 200°C
Temperatur-Stabilität Temperature Stability	± 0.1°C
Temperatur-Reproduzierbarkeit Temperature Reproducibility	± 0.2°C
Heizleistung Heat power	1300 W
Digitale Temperaturanzeige Digital Temperature Display	mit 0.1°C Auflösung with 0.1°C resolution
Digitale Temperatureinstellung Digital Temperature Adjustment	mit 0.1°C Auflösung with 0.1°C resolution
Einstellbarer Temperatur-Cutout Adjustment of Temperature Cutout	automatisch, bis zu 20°C über Soll-Temperatur automatic, up to 20°C above temperature setpoint
Spannungsversorgung Power Supply	230V, 50Hz
Externe Steuerung External Control	RS232 Schnittstelle RS232 Interface
Gewicht Weight	25kg

### Abmessungen Dimensions

Außenmaße (B x H x T) Outer Dimensions (W x H x D)	1000mm x 210mm x 210mm
Innenmaße (B x H x T) Inner Dimensions (W x H x D)	650mm x 100mm x 100mm